

6. モニタリング調査対象物質の分析法概要

物質名	分析法フローチャート	備考
<p>[2]HCB</p> <p>[6]DDT類                      [6-1] <i>p,p'</i>-DDT                      [6-2] <i>p,p'</i>-DDE                      [6-3] <i>p,p'</i>-DDD                      [6-4] <i>o,p'</i>-DDT                      [6-5] <i>o,p'</i>-DDE                      [6-6] <i>o,p'</i>-DDD</p> <p>[7]クロルデン類                      [7-1] <i>cis</i>-クロルデン                      [7-2] <i>trans</i>-クロルデン                      [7-3] オキシクロルデン                      [7-4] <i>cis</i>-ノナクロル                      [7-5] <i>trans</i>-ノナクロル</p> <p>[8]ヘプタクロル類                      [8-1]ヘプタクロル</p> <p>[10]マイレックス</p> <p>[11]HCH類                      [11-1] <math>\alpha</math>-HCH                      [11-2] <math>\beta</math>-HCH                      [11-3] <math>\gamma</math>-HCH                      [11-4] <math>\delta</math>-HCH</p>	<p style="text-align: center;"><b>【水質】</b></p> <p style="text-align: center;"><b>【底質】</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GC/HRMS</b></p>	<p>分析原理：GC/HRMS</p> <p>検出下限値：  <b>【水質】</b> (pg/L)                      [2] 5                      [6-1] 1                      [6-2] 2                      [6-3] 0.64                      [6-4] 1                      [6-5] 0.4                      [6-6] 0.4                      [7-1] 1                      [7-2] 1                      [7-3] 0.4                      [7-4] 0.2                      [7-5] 0.84                      [8-1] 1                      [10] 0.1                      [11-1] 1                      [11-2] 0.9                      [11-3] 5                      [11-4] 0.5  <b>【底質】</b> (pg/g-dry)                      [2] 1                      [6-1] 0.34                      [6-2] 0.94                      [6-3] 0.64                      [6-4] 0.3                      [6-5] 0.9                      [6-6] 0.3                      [7-1] 0.64                      [7-2] 0.84                      [7-3] 0.7                      [7-4] 0.64                      [7-5] 0.54                      [8-1] 0.8                      [10] 0.3                      [11-1] 0.6                      [11-2] 0.9                      [11-3] 0.7                      [11-4] 0.3</p> <p>分析条件：                      HP6890GC                      /AutoSpec Ultima                      分解能 10,000                      カラム                      RH17                      30m×0.25mm,                      0.25<math>\mu</math>m</p>

6. モニタリング調査対象物質の分析法概要

物質名	分析法フローチャート	備考
<p>[2]HCB</p> <p>[3]アルドリン</p> <p>[4]ディルドリン</p> <p>[5]エンドリン</p> <p>[6]DDT類</p> <p>[6-1]p,p'-DDT</p> <p>[6-2]p,p'-DDE</p> <p>[6-3]p,p'-DDD</p> <p>[6-4]o,p'-DDT</p> <p>[6-5]o,p'-DDE</p> <p>[6-6]o,p'-DDD</p> <p>[7]クロルデン類</p> <p>[7-1]cis-クロルデン</p> <p>[7-2]trans-クロルデン</p> <p>[7-2]trans-クロルデン</p> <p>[7-3]オキシクロルデン</p> <p>[7-4]cis-ノナクロル</p> <p>[7-5]trans-ノナクロル</p> <p>[8]ヘプタクロル類</p> <p>[8-1]ヘプタクロル</p> <p>[8-2]cis-ヘプタクロルエポキシド</p> <p>[8-3]trans-ヘプタクロルエポキシド</p> <p>[9]トキサフェン類</p> <p>[9-1]Parlar-26</p> <p>[9-2]Parlar-50</p> <p>[9-3]Parlar-62</p> <p>[10]マイレックス</p> <p>[11]HCH類</p> <p>[11-1]α-HCH</p> <p>[11-2]β-HCH</p> <p>[11-3]γ-HCH</p> <p>[11-4]δ-HCH</p>	<p style="text-align: center;">【大気】</p> <p style="text-align: center;">大気</p> <p style="text-align: center;">← サンプルバック添加 (注3)</p> <p style="text-align: center;">捕集量：1,000又は3,000m<sup>3</sup></p> <p>捕集</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             石英繊維 フィルター(QFF)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             ポリウレタン フォーム(PUF)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             活性炭素繊維 フェルト(ACF)         </div> </div> <p style="text-align: center;">← クリーンアップバック添加 (注4)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             ソックスレー抽出  アセトン、2時間 トルエン、16時間         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             ソックスレー抽出  トルエン、16時間         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             ソックスレー抽出  アセトン、2時間 トルエン、16時間         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             脱水・濃縮  20mL定容         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             濃縮  10mLまで  ヘキサン転溶 ヘキサン50mL×2回  水洗浄  脱水・濃縮 20mL定容         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             脱水・濃縮  20mL定容         </div> </div> <p style="text-align: center;">混合・濃縮</p> <p style="text-align: center;">20mL</p> <p style="text-align: center;">一部分取</p> <p style="text-align: center;">4mL</p> <p style="text-align: center;">フロリジルカラムクリーンアップ</p> <p style="text-align: center;">フロリジル10g 洗浄：クロロメタン/ヘキサン(20:80) 50mL 第1画分溶出：ジクロロメタン/ヘキサン(20:80) 80mL 第2画分溶出：ジクロロメタン150mL</p> <p style="text-align: center;">必要に応じて</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">         DMSO/ヘキサン 分配     </div> <p style="text-align: center;">第1画分</p> <p style="text-align: center;">第2画分</p> <p style="text-align: center;">第1画分：HCB、アルドリン、DDT類、クロルデン類、ヘプタクロル、trans-ヘプタクロルエポキシド、トキサフェン類、マイレックス、HCH類</p> <p style="text-align: center;">濃縮 100μLまで</p> <p style="text-align: center;">← シリジバック添加 #70、#111、#138及び #170の<sup>13</sup>C<sub>12</sub>-体各100pg</p> <p style="text-align: center;">トキサフェン類には GC/HRMS-NCIを用いる</p> <p style="text-align: center;">濃縮</p> <p style="text-align: center;">GC/HRMS</p> <p style="text-align: center;">窒素ガス気流下 50μLまで</p> <p style="text-align: right;">分析機関報告</p>	<p>分析原理：GC/HRMS</p> <p>検出下限値：</p> <p>【大気】 (pg/m<sup>3</sup>)</p> <p>[2] 0.034</p> <p>[3] 0.03</p> <p>[4] 0.24</p> <p>[5] 0.2</p> <p>[6-1] 0.054</p> <p>[6-2] 0.034</p> <p>[6-3] 0.05</p> <p>[6-4] 0.034</p> <p>[6-5] 0.024</p> <p>[6-6] 0.03</p> <p>[7-1] 0.054</p> <p>[7-2] 0.14</p> <p>[7-3] 0.054</p> <p>[7-4] 0.03</p> <p>[7-5] 0.044</p> <p>[8-1] 0.054</p> <p>[8-2] 0.044</p> <p>[8-3] 0.05</p> <p>[9-1] 0.1</p> <p>[9-2] 0.2</p> <p>[9-3] 0.4</p> <p>[10] 0.03</p> <p>[11-1] 0.024</p> <p>[11-2] 0.044</p> <p>[11-3] 0.044</p> <p>[11-4] 0.04</p> <p>分析条件：</p> <p>分解能：10,000</p> <p>[9] カラム HT-8 60m×0.25mm, 0.15μm</p> <p>[9]以外 カラム DB-17HT 30m×0.32mm, 0.15μm</p>