

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
<p>[42]N-プロピル-N-[2-(2,4,6-トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール-1-カルボキサミド (別名: プロクロラズ)</p> <p>[53] メチル=3-(4-メトキシ-6-メチル-1,3,5-トリアジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-2-テノアート (別名: チフェンスルフロメチル)</p>	<p>【水質】</p> <pre> graph LR A["水質試料 100mL"] --> B["pH調整 1N硝酸 pH3.5 ~ 5.0"] B --> C["固相抽出 Aqsis PLS-3 10mL/分"] C --> D["濃縮 窒素ガス 乾固"] D --> E["溶解・定容 メタノール/精製水(1:1) 1mL"] E --> F["LC/MS/MS-SRM-ESI-ポジティブ"] subgraph G [" "] G1["洗浄 精製水 15mL"] --> G2["乾燥 窒素ガス"] G2 --> G3["溶出 メタノール 5mL"] end C --> G1 G3 --> D </pre> <p>「平成17年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠</p>	<p>分析原理: LC/MS/MS-SRM-ESI-ポジティブ</p> <p>検出下限値: 【水質】(ng/L) [42] 1.8 [53] 40</p> <p>分析条件: 機器 LC: Shimadzu Prominence System MS: API3200 カラム ODS-SP 150mm×2.0mm、3μm 又は 250mm×2.1mm、5μm</p>

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[23]1-(3,5-ジクロロ-2,4-ジフルオロフェニル)-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素(別名: テフルベンズロン)	<p>【大気】</p> <pre> graph LR A[大気] --> B[捕集 Sep-Pak PS-AIR 0.7L/分×24時間] B --> C[溶出・定容 アセトン 10mL] </pre>	分析原理: LC/MS-SIM又はLC/MS/MS-SRM-ポジティブ又はネガティブ
[24] 2,4'-ジクロロ- α -(5-ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール(別名: フェナリモル)	<pre> graph LR C --> D[ろ過 Sep-Pak Connection Kit 1mL/分] D --> E[LC/MS-SIM又はLC/MS/MS-SRM- ポジティブ又はネガティブ] </pre>	検出下限値: 【大気】(ng/m ³) [23] 0.20 [24] 2.2 [25] 1.6 [42] 0.3 [47] 1.9 [53] 3 [54] 0.3
[25] 2-(2,4-ジクロロフェニル)-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-ヘキサノール(別名: ヘキサコナゾール)		分析条件: 機器 LC: Alliance 2695 MS: Quattro Premier XE 又は LC: Shimadzu Prominence System MS: API3200 カラム SunFire C18 150mm×2.1mm、3.5 μ m 又は ODS-SP 150mm×2.1mm、5 μ m
[42] <i>N</i> -プロピル- <i>N</i> -[2-(2,4,6-トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール-1-カルボキサミド(別名: プロクロラズ)		
[47] ヘキサヒドロ-1,3,5-トリニトロ-1,3,5-トリアジン(別名: シクロナイト)		
[53] メチル=3-(4-メトキシ-6-メチル-1,3,5-トリアジン-2-イル)カルバモイルスルファモイル)-2-テノアート(別名: チフェンスルフロメチル)		
[54] 2-メチル-1,1'-ビフェニル-3-イルメチル=(<i>Z</i>)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名: ビフェントリン)		
「平成17年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠		