


調査対象物質	分析法フローチャート	備考
[6] エチレンジグリコール [18] プロパン-1,2-ジオール	<p>【水質】</p> <pre> graph TD A["水質試料 100mL 水酸化ナトリウム 16g"] --> B["冷却 氷浴、30分間程度"] B --> C["海水試料は遠心 分離を実施。 3,000rpm、20分間"] C --> D["誘導體化 トルエン 60mL 塩化ベンゾイル 20mL 振とう30分間以上"] D --> E["脱水 無水硫酸ナトリウム"] E --> F["濃縮 ロータリーエバポレータ 2mLまで"] G["内標準物質添加 フルオランテン-d₁₀ 50.0ng"] --> F F --> H["定容 トルエン 5mL"] H --> I["GC/MS/MS- SRM-EI"] </pre> <p>「平成27年度化学物質分析法開発調査報告書」から一部変更</p>	<p>分析原理：GC/MS/MS-SRM-EI</p> <p>検出下限値： 【水質】 (ng/L) [6] 45 [18] 33</p> <p>分析条件： 機器 GC：Shimadzu GC2010 Plus MS：Shimadzu GCMS-TQ8030 カラム Agilent J&W DB-17ms 30m×0.25mm、0.25μm</p>

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
<p>[8]クロロメタン (別名：塩化メチル)</p> <p>[19] ブロモメタン (別名：臭化メチル)</p>	<p>【水質】</p>  <p>「平成27年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠</p>	<p>分析原理：パージアンドトラップGC/MS-SIM-EI</p> <p>検出下限値： 【水質】 (ng/L) [8] 3.0 [19] 5.1</p> <p>分析条件： 機器 GC/MS：Shimadzu GCMS -QP2010 Ultra PT：GL Sciences AquaPT 5000J Plus 他</p> <p>カラム GL Sciences InertCap AQUATIC 60m×0.25mm、1.00μm 又は GL Sciences InertCap AQUATIC-2</p>