

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
[2] アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩類（アルキル基の炭素数が12、14又は16のもの）	【水質】 水質試料 100mL 塩化ナトリウム 5.0g ろ過 ガラス繊維ろ紙 GF/C 洗浄 精製水 10mL×2回 1回目は容器洗いこみ後	分析原理：LC/MS/MS-SRM-ESI-ポジティブ
		検出下限値： 【水質】（ng/L） [2-1] 0.72 [2-2] 0.47 [2-3] 0.41
		分析条件： 機器 LC：Shimadzu LC20A Series MS：AB Sciex API3200 Qtrap
		カラム InertSustain C18 50m×2.1mm、3μm