


# 環境省モニタリングにおける 試料採取及び分析測定方法等

# 海水及び水生生物の採取方法

# モニタリングを実施する測点（放出口から3km圏内）

## 【放出口から3km圏内の測点】

ALPS処理水の放出口から3km圏内に16の測点(E-S1～E-S16)を設ける。全地点で海水の採取を行う。  
水生生物（魚類）の採取地点についてはスライド7参照。



各測点の緯度経度  
(放出口から3km圏内)

| No. | 測点名   | 緯度     | 経度      |
|-----|-------|--------|---------|
| 1   | E-S1  | 37.455 | 141.042 |
| 2   | E-S2  | 37.446 | 141.040 |
| 3   | E-S3  | 37.441 | 141.040 |
| 4   | E-S4  | 37.434 | 141.039 |
| 5   | E-S5  | 37.433 | 141.046 |
| 6   | E-S6  | 37.433 | 141.042 |
| 7   | E-S7  | 37.433 | 141.051 |
| 8   | E-S8  | 37.429 | 141.042 |
| 9   | E-S9  | 37.429 | 141.051 |
| 10  | E-S10 | 37.429 | 141.051 |
| 11  | E-S11 | 37.426 | 141.042 |
| 12  | E-S12 | 37.426 | 141.051 |
| 13  | E-S13 | 37.426 | 141.046 |
| 14  | E-S14 | 37.420 | 141.042 |
| 15  | E-S15 | 37.410 | 141.038 |
| 16  | E-S16 | 37.403 | 141.038 |

※ 緯度経度は10進法で表記  
表中のNo.は地図中の番号を示す。

放水口から3km圏内の測点


※ 地図中の番号はE-Sを省略（例 E-S1→1）

※ 第6回会議において変更した測点の位置を反映(変更後の測点E-S9とE-S10は同一地点)

# モニタリングを実施する測点（放出口から3km圏外）

## 【放出口から3km圏外の測点】

ALPS処理水の放出口から3km圏外に16の測点(E-S17～E-S32)を設ける。さらに、6ヶ所の海水浴場(E-SK1～E-SK6)も測点とする。全地点で海水の採取を行う。  
水生生物（海藻類）の採取地点についてはスライド7参照。



各測点の緯度経度（放出口から3km圏外）

| No. | 測点名   | 緯度     | 経度      | 備考       |
|-----|-------|--------|---------|----------|
| 17  | E-S17 | 37.940 | 140.931 | 宮城県沖南部   |
| 18  | E-S18 | 37.876 | 140.980 | 50km圏内   |
| 19  | E-S19 | 37.698 | 141.022 | 30km圏内   |
| 20  | E-S20 | 37.519 | 141.046 | 5～10km圏内 |
| 21  | E-S21 | 37.499 | 141.117 |          |
| 22  | E-S22 | 37.474 | 141.046 |          |
| 23  | E-S23 | 37.464 | 141.081 |          |
| 24  | E-S24 | 37.429 | 141.103 |          |
| 25  | E-S25 | 37.429 | 141.159 |          |
| 26  | E-S26 | 37.393 | 141.082 |          |
| 27  | E-S27 | 37.384 | 141.046 |          |
| 28  | E-S28 | 37.358 | 141.117 |          |
| 29  | E-S29 | 37.338 | 141.046 |          |
| 30  | E-S30 | 37.160 | 141.014 | 30km圏内   |
| 31  | E-S31 | 36.982 | 140.979 | 50km圏内   |
| 32  | E-S32 | 36.845 | 140.811 | 茨城県沖北部   |
| K1  | E-SK1 | 37.877 | 140.935 | 釣師浜海水浴場  |
| K2  | E-SK2 | 37.831 | 140.965 | 原釜尾浜海水浴場 |
| K3  | E-SK3 | 37.659 | 141.020 | 北泉海水浴場   |
| K4  | E-SK4 | 37.242 | 141.014 | 岩沢海水浴場   |
| K5  | E-SK5 | 37.127 | 140.998 | 久之浜海水浴場  |
| K6  | E-SK6 | 36.866 | 140.790 | 勿来海水浴場   |

※ 緯度経度は10進法で表記  
表中のNo.は地図中の番号を示す。  
kmは放出口からの距離を示す。

放出口から3km圏外の測点  
※ 地図中の番号は「E-S」を省略（例 E-S17→17）

# 海水の採取方法(1/2)

## ①測点におけるGPSによる位置確認、気象海象観測※1

※1 天候、気温、湿度、風向、風速、  
波高、波向、透明度

## ②CTD※2を用いて海水面から海底面までの水温、塩分等※3の観測

※3 水温、塩分、密度、電気伝導度、  
溶存酸素飽和度、濁度、クロロフィル

## ③採水器による表層※4及び底層※4の採水

ニスキン採水器（トリチウム分析用試料）

ポンプ（セシウム、ストロンチウム等分析用試料）

※4 表層：水面下1.5mで採取

底層：水深20m未満の場合は海底から2m上、  
20m以上の場合は海底から5m上で採取

※2 CTD：  
電気伝導度水温水深計  
(Conductivity-Temperature-Depth  
profiler)

海水の塩分、水温、  
圧力（深度）を  
計測するセンサーで  
構成された観測装  
置。ケーブルにつな  
いで海水中に投下し、深さ方向の水  
温と塩分の分布を  
観測する。




CTDによる水温、塩分等の測定

# 海水の採取方法(2/2)

トリチウム分析用海水の採取には、ニスキン採水器を用いた。

- ①採水器の投下
- ②採水及び蓋閉鎖用の錘(メッセンジャー)を投下
- ③採水した海水による2L容器の共洗い
- ④2L容器への海水採取




①採水器の投下




②錘の投下



③2L容器の共洗い



④容器への海水採取



ニスキン採水器

塩化ビニル製の採水筒と蓋とからなり、上下の蓋をゴムチューブで閉める仕組みとなっている。接水部に金属を使用していないので微量の金属成分の分析試料を採取するのに適している。

採取容量：5 L  
全長：約70cm、外径：約26cm  
空重量：約4kg  
採水重量：約9kg

セシウム、ストロンチウム等の分析用海水の採取には、分析に多量の試料水が必要なためポンプを用いた。

- ①ポンプの投下
- ②大型容器への採水、CTDで塩分等を測定
- ③採水した海水による20L容器の共洗い
- ④20L容器への海水採取

重りをつけたホースを目的の深度まで下ろし、ポンプで水をくみ上げる。多量に試料水が必要なときに便利である。



①ポンプの投下



②大型容器への採水



②塩分等の測定



③20L容器の共洗い




④容器への海水採取



ポンプ

鶴見製作所 50TM2.45  
流速：80L/分

# 水生生物の採取方法



※ 魚類の採取測点のE-SF1～E-SF3は橙色の楕円で示した。300m程度の刺し網による魚類採取であるため、目安の採取範囲として表記

## 魚類

採取測点：E-SF1 E-SF2 E-SF3の3地点

採取方法：刺し網漁

(目合い15cm 縦10m×横300m)

※ 採取測点に固定式刺し網を1日程度設置し、ヒラメ、カレイ等を採取する。刺し網漁がうまくいかなかった場合は、延縄漁を用いる可能性もある。

採取量：各測点 6kg×3魚種程度

※ 魚種毎に十分な採取量が確保できる場合、魚種毎に分析を実施する。単一種で必要量に満たない場合には、複数魚種をまとめて試料として分析を行う。


## 海藻類

採取測点：E-SW1(請戸魚港)、E-SW2(富岡魚港)

採取方法：干潮時に胴長・ウェットスーツ等を着用、手摘み若しくはスクレーパー等で採取

※ 満潮時や冬季において、潜水による採取となる可能性もある。

採取量：各測点 1kg×2種類程度



刺し網漁※



干潮時の海藻類の状況（富岡魚港6月）

※ 採取方法のイラストは農林水産省webページより引用 ([https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/gyocen\\_illust2.html](https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/gyocen_illust2.html))

# 対象核種の分析測定方法

# 試料ごとの対象核種分析測定方法及び検出下限目標値

## 【海水】

Cs-137などγ線放出する核種、Pu同位体などα線を放出する核種、トリチウム、Sr-90などβ線を放出する核種を対象とし、合計で57核種とする。

分析方法については、原則として、文部科学省及び原子力規制庁が制定している放射能測定法シリーズに記載の方法に従う。次の4核種(Tc-99、Cd-113m、I-129及びNi-63の4核種)の分析は、論文等で公表されている方法に従って行う。

検出下限目標値は右表のとおりである。

## 【水生生物】

魚類はトリチウム、炭素-14を対象とし、海藻類はI-129を対象とする。分析方法は、海水と同様、放射能測定法シリーズに記載の方法に従う。I-129の分析は論文等で公表されている方法に従って行う。

検出下限目標値は右表のとおりである。

## 海水

| 対象核種                                                                           | 検出下限目標値 (Bq/L)                                                               | 分析測定方法※1                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| トリチウム                                                                          | 0.1                                                                          | No.9 トリチウム分析法                                        |
|                                                                                | 10                                                                           | No.9 トリチウム分析法                                        |
| <sup>134</sup> Cs, <sup>137</sup> Cs                                           | 0.001                                                                        | No.7 ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー                      |
| <sup>106</sup> Ru, <sup>125</sup> Sb, <sup>60</sup> Co                         | <sup>106</sup> Ru : 1.2<br><sup>125</sup> Sb : 0.5<br><sup>60</sup> Co : 0.3 |                                                      |
| その他のγ線放出核種                                                                     | —※2                                                                          |                                                      |
| <sup>238</sup> Pu, <sup>239+240</sup> Pu, <sup>241</sup> Am, <sup>242</sup> Cm | 0.00002                                                                      | No.12 プルトニウム分析法<br>No.21 アメリシウム分析法                   |
| <sup>243</sup> Am, <sup>243</sup> Cm, <sup>244</sup> Cm                        | 0.002                                                                        | No.22 プルトニウム・アメリシウム逐次分析法<br>No.31 環境試料中全アルファ放射能迅速分析法 |
| <sup>90</sup> Sr( <sup>90</sup> Y)                                             | 0.001                                                                        | No.2 放射性ストロンチウム分析法                                   |
| <sup>89</sup> Sr                                                               | 0.005                                                                        | No.2 放射性ストロンチウム分析法                                   |
| <sup>99</sup> Tc                                                               | 0.0004                                                                       | 固相抽出による化学分離後、ICP質量分析                                 |
| <sup>113m</sup> Cd                                                             | 0.2                                                                          | 陰イオン交換による化学分離後、液体シンチレーション測定                          |
| <sup>129</sup> I                                                               | 0.01                                                                         | 希釈後、ICP質量分析                                          |
| <sup>63</sup> Ni                                                               | 20                                                                           | 固相抽出による化学分離後、液体シンチレーション測定                            |
| <sup>14</sup> C                                                                | 0.0005                                                                       | No.25 放射性炭素分析法                                       |

## 水生生物

| 対象核種             | 検出下限目標値      | 分析測定方法              |
|------------------|--------------|---------------------|
| 組織自由水型トリチウム      | 0.1 (Bq/L)   | No.9 トリチウム分析法       |
| 有機結合型トリチウム       | 0.5 (Bq/L)   | No.9 トリチウム分析法       |
| <sup>129</sup> I | 0.1 (Bq/kg生) | 燃焼等による化学分離後、ICP質量分析 |
| <sup>14</sup> C  | 2 (Bq/kg生)   | No.25 放射性炭素分析法      |

※1 No.を記載している分析測定方法は、文部科学省及び原子力規制庁が制定している放射能測定法シリーズのことである。

※2 Ru-106、Sb-125、Co-60の検出下限値を満足する条件での同時測定とする。

# 対象核種の分析方法(概要)

## 【対象核種と分析方法】

トリチウム、放射性セシウム(Cs-134及びCs-137など)、放射性ストロンチウム(Sr-89及びSr-90)、炭素-14などを含む64核種を基本とする。


分析・測定方法は対象核種から放出される放射線(α線、β線及びγ線)を測定する核種と原子の数を測定する核種に大別される。

放射線を測定する場合は、測定対象となる放射線の透過力(下図参照)やその性質の違いにより、適切な分析・測定方法を選択する必要がある。特に、α線とβ線を測定する場合は、対象核種を十分に分離精製して測定試料にする必要がある。

①α線は飛程が短いので、できる限り薄く測定試料を調製する。


②β線は固有のエネルギーを持たず、連続エネルギーとなることから、他のβ線放出核種から分離する。

一方、Tc-99やI-129などの半減期が非常に長い核種は、放射線を測定するより、原子の数を測定する方が、有利に測定することができる。



放射線の透過力の違い

### α線を放出する核種での例



出典：「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成30年度版」

対象核種の分析方法( $\alpha$ 線と $\beta$ 線の測定)【 $\alpha$ 線の測定】

対象核種：Pu、Am、Cm同位体の8核種  
 Pu-238、Pu-239※<sup>1</sup>、Pu-240※<sup>1</sup>、Am-241、  
 Am-243※<sup>2</sup>、Cm-242、Cm-243※<sup>2</sup>、Cm-244※<sup>2</sup>

沈殿分離、イオン交換分離を組み合わせ、対象核種を分離精製して測定試料を調製する。測定はシリコン半導体検出器もしくはZnS(Ag)シンチレーション検出器を用いて行う。



陰イオン交換樹脂によるPuの分離精製



シリコン半導体検出器

【 $\beta$ 線の測定】

対象核種：トリチウム、炭素-14など7核種  
 トリチウム、炭素-14、Ni-63、Sr-89、Sr-90、  
 Y-90※<sup>3</sup>、Cd-113m

蒸留(トリチウム)、ベンゼン合成(炭素-14)及び沈殿分離、イオン交換分離を組み合わせ、対象核種を分離精製して測定試料を調製する。測定は液体シンチレーションカウンタもしくは低バックグラウンドベータ線測定装置(LBC)を用いて行う。

トリチウムの分析方法はスライド13～16で説明。



陽イオン交換樹脂によるSrの分離精製



低バックグラウンドベータ線測定装置

※<sup>1</sup> Pu-239とPu-240の合計した放射能濃度とする。

※<sup>2</sup> Pu、Am、Cm同位体の合計値をそれぞれの核種の放射能濃度とする。

※<sup>3</sup> 放射平衡と仮定して、Sr-90の結果から評価する。

# 対象核種の分析方法(γ線と原子数の測定)

## 【γ線の測定】

対象核種：Cs-134、Cs-137など40核種※1

Rb-86、Y-91、Nb-95、Ru-103、Ru-106、Rh-103m、Rh-106、Ag-110m、Cd-115m、Sn-123、Sn-126、Sb-124、Sb-125、Te-123m、Te-125m、Te-127、Te-129、Te-129m、Cs-134、Cs-136、Cs-137、Ba-137m、Ba-140、Ce-141、Ce-144、Pr-144、Pr-144m、Pm-146、Pm-148、Pm-148m、Eu-152、Eu-154、Eu-155、Gd-153、Tb-160、Mn-54、Fe-59、Co-58、Co-60、Zn-65

γ線は透過力が高いため、海水をそのままゲルマニウム半導体検出器で測定することができる。Cs-134及びCs-137については、リンモリブデン酸アンモニウム(AMP)に吸着捕集し、より効率の良い条件で測定を行う。



AMP試料とマリネリ試料




ゲルマニウム半導体検出器

## 【原子数の測定】

対象核種：Tc-99及びI-129の2核種

固相抽出(Tc-99)、燃烧(I-129)により対象核種を分離精製して測定試料を調製する。測定は誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)を用いて行う。分離精製操作にて除去できない妨害成分は、装置内セルにおける酸素ガスとの反応により除去する。なお、海水は希釈して測定試料を調製する。



固相抽出による  
Tc-99の分離精製




燃烧による  
I-129の分離精製




ICP-MS

### ICP-MSによるI-129の測定



※1 放射平衡と仮定して評価する核種を含む。

## トリチウムの分析方法(1/4)



## 【海水の分析】

海水に含まれる不純物を除去するため**蒸留**を行う。蒸留による試料水の精製後、**電解濃縮**により、**トリチウムの濃縮**を行う。電解濃縮後は、再度**蒸留**による試料水の精製を行う。

## 【測定】

精製済みの試料水に**乳化シンチレータ**を加えて測定試料を調製する。疑似計数の影響を下げるため、一定期間経過した後、**液体シンチレーション測定**により、トリチウム濃度を求める。

## 【水生生物の分析①】

## ○凍結乾燥

水生生物は**凍結乾燥**処理により、**水(組織自由水トリチウム)**と**乾物(有機結合型トリチウム)**に分ける。

## 【水生生物の分析②】

## ○組織自由水トリチウム(TFWT: Tissue Free Water Tritium)

**有機物を還流(分解)**後に**蒸留**を行い、**電解濃縮**により、トリチウムの濃縮を行う。電解濃縮後は、再度**蒸留**による試料水の精製を行う。

## 【水生生物の分析③】

## ○有機結合型トリチウム (OBT: Organically Bound Tritium)

乾物を酸素気流中で**乾式分解(加熱燃焼)**を行い、発生する水蒸気を冷却して、水として回収する。**有機物の還流(分解)**を行った後、**蒸留**による試料水の精製を行う。

# トリチウムの分析方法(2/4)

## 蒸留

測定の妨害となる不純物(トリチウム以外の放射性核種や有機物)を除去し、試料水を精製する。蒸留する試料量が少ない場合は常圧蒸留、試料量が多い場合は減圧蒸留を行う。

### ○常圧蒸留



### ○減圧蒸留



## トリチウムの濃縮(電解濃縮)<sup>※1</sup>

水の電気分解によりトリチウムを濃縮する。

○金属電極による電解濃縮 ○固体高分子電解質膜(SPE<sup>※2</sup>)による電解濃縮



※1 質量数の違いによる同位体効果を利用して、水の電気分解により、電気分解されにくいトリチウムを濃縮する。

※2 Solid Polymer Electrolyte

## トリチウム分析法の特徴

| トリチウム分析法 | 所要日数          | 検出下限値<br>(Bq/L) | 特徴                                                                            |
|----------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 蒸留法      | 2～4週間<br>程度   | 0.5             | 電解濃縮法と比較して、トリチウム濃縮操作を行わないため所要期間が短くて済む。<br>バックグラウンドレベルの表層海水中のトリチウムは検出することは難しい。 |
| 電解濃縮法    | 1～1.5ヶ月<br>程度 | 0.1             | 分析日数は長くなるが、検出下限値を下げるができる。<br>バックグラウンドレベルの表層海水中のトリチウムを検出することができる。              |

※ ALPS処理水に係る海域モニタリング専門家会議(第1回) 参考資料1より一部引用

## トリチウムの分析方法(3/4)

## 凍結乾燥

水生生物試料を凍結し、減圧下において、低温で水分を昇華させて試料を乾燥する。

昇華した水蒸気はコールドトラップで氷として回収、溶かして組織自由水トリチウム(TFWT)試料とする。

凍結乾燥により乾燥した乾物は、有機結合型トリチウム(OBT)試料として分析を行う。

## ○凍結乾燥機



## ○水(氷)トラップ



## ○凍結乾燥後の乾物



## 還流


酸化剤を添加し、加熱することにより、有機物を分解する。発生した水蒸気は冷却により凝縮し、水に戻る。



## 乾式分解(燃烧)

凍結乾燥処理の乾物を酸素気流中で加熱燃烧する。トリチウムは酸化されて水蒸気となるので、コールドトラップにより、水として回収する。

## ○燃烧装置




# トリチウムの分析方法(4/4)

## 測定試料の調製

精製した水試料に乳化シンチレータ※<sup>1</sup>を加えて、測定試料を調製する。トリチウムの壊変により放出されるベータ線は溶媒、溶質とエネルギーが移行し、励起状態の溶質が基底状態に遷移する際に、発光する。

○100mL テフロンバイアル



○20mL ガラスバイアル



## 液体シンチレーション測定(LSC)

測定試料から放出された光は、液体シンチレーションカウンタ内の光電子増倍管 (PMT※<sup>2</sup>) により光電子に変換され、電気信号として処理される。

トリチウムから放出されるベータ線は連続分布となるので、トリチウムのベータ線スペクトルを得ることができる。

○液体シンチレーションカウンタ



※<sup>1</sup> 放射線のエネルギーを吸収して蛍光する物質(溶質)、有機溶媒及び界面活性剤の混合物

※<sup>2</sup> PhotoMultiplier Tube