

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
<p>[9] 2-tert-ブチル-5-メチルフェノール</p>	<p>【底質】</p> <p>「平成19年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠</p>	<p>備考</p> <p>分析原理：LC/MS-SIM-ESI-ネガティブ</p> <p>検出下限値： 【底質】 (ng/g-dry) [9] 0.59</p> <p>分析条件： 機器 LC：Aliance 2695 MS：Quattro micro API カラム Atlantis T3 150mm×2.1mm、3μm</p>