

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
[1] アニリン	<p>【水質】</p> <p>「平成27年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠</p>	<p>分析原理：GC/MS-SIM-EI</p> <p>検出下限値： 【水質】 (ng/L) [1] 13</p> <p>分析条件： 機器 GC：Agilent 7890A MS：Agilent 7000 又は GC：Shimadzu GC-2010 Plus MS：Shimadzu GCMS-TQ8030 他 カラム Agilent J&W DB-WAX 30m×0.25mm、0.25μm</p>