

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[14] <i>N</i>-ニトロソジエチルアミン [15] <i>N</i>-ニトロソジメチルアミン	【水質】 「平成30年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠	分析原理：GC/HRMS-SIM-EI 検出下限値： 【水質】（ng/L） [14] 0.026 [15] 0.024 分析条件： 機器 GC：Agilent 7890B MS：JEOL JMS 800D カラム InertCap Pure WAX 30m×0.25mm、0.25μm
	【大気】 「平成30年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠	分析原理：GC/HRMS-SIM-EI 検出下限値： 【大気】（ng/m³） [14] 0.058 [15] 0.0075 分析条件： 機器 GC：Agilent 7890B MS：JEOL JMS 800D カラム InertCap Pure WAX 30m×0.25mm、0.25μm