

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[17] ビリジン	【大気】 大気 捕集 InertSep RP-1 mini (3本を直列に接続) 0.3L/分×24時間 乾燥 窒素通気 20分間 溶出 アセトン 4mL 定容 アセトン 5mL GC/MS-SIM-EI 内標準物質添加 ビリジン-<i>d</i>₅ 100ng 「平成30年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠	分析原理：GC/MS-SIM-EI 検出下限値： 【大気】 (ng/m³) [17] 2.4 分析条件： 機器 GC：Agilent 6890 GC MS：JEOL JMS-K9 他 カラム TraceGOLD TG-WAXMS B 60m×0.25mm、0.25μm (カラムコネクターで市販 されている30mのもの2本 を接続)