

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[8] 1,3,5-トリス (2,3-エポキシプロ ピル)-1,3,5-トリア ジン- 2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-トリオン (別名: 1,3,5-トリスグリシ ジル-イソシアヌル 酸)	【水質】 水質試料 100mL 希釈 メタノール 100mL ろ過 Whatman GD/X PVDF, 0.45μm/13mm LC/MS/MS-SRM- ESI-ポジティブ 「令和3年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠	分析原理：LC/MS/MS-SRM-ESI- ポジティブ 検出下限値： 【水質】 (ng/L) [8] 14 分析条件： 機器 LC: Waters ACQUITY UPLC I-class MS: Waters Xevo TQ-S カラム Acquity Shield RP18 100mm×2.1mm、1.7μm