

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[14] メチル-<i>tert</i>-ブチルエーテル ジエチルアミン	【水質】 水質試料 5mL ↑ パージアンドトラップ GC/MS-SIM-EI サロゲート物質添加 メチル<i>tert</i>-ブチルフェノールのd_{12}-体又はd_3-体を1ng 「平成13年度化学物質分析法開発調査報告書」 準拠	分析原理：パージアンドトラップGC/MS-SIM-EI 検出下限値： 【水質】 (ng/L) [14] 3.5 分析条件： 機器 GC：Shimadzu GC-2010Plus MS：Shimadzu QP-2010Ultra P&T：GL Sciences AqusaPT 6000 他 カラム J&W DB-VRX 60m×0.25mm、1.6μm 他