

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[1] エチレンジグリコールモノメチルエーテル (別名：2-メトキシエタノール)	【水質】 (注) GC/MS/MS-SRMに代えてGC/MS-SIMで測定した例があった。 分析機関報告書	分析原理：GC/MS/MS-SRM-EI 検出下限値： 【水質】 (ng/L) [1] 200 分析条件： 機器 GC：Agilent 7890B MS：Agilent 7010B 他 カラム Supelco WAX 10 30m×0.32mm、1.0μm