

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[2] 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン (別名：3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン又は4,4'-メチレンビス(2-クロロアニリン))	【大気】 大気 捕集 オムニホ®アメンプレメンフィルター、 0.45 µm/45 mm 50 mL/分×12時間 溶出 アセトン 2.0 mL LC/MS/MS-SRM-ESI-ポジティブ 「令和4年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠	分析原理：LC/MS/MS-SRM-ESI-ポジティブ 検出下限値： 【大気】 (ng/m³) [2] 0.74 分析条件： 機器 LC: Waters ACQUITY UPLC H-class MS : AB Sciex TripleQuad 3500 カラム Acquity C18 50mm×2.1mm、1.6µm