

調査対象物質名	分析法フローチャート	備 考
[21] ヘキサクロロ ブタ-1,3-ジエン	【大気】 <pre>graph LR; A[大気] --> B[捕集 Tenax TA 0.1L/分×24時間]; B -- "内標準物質添加 ヘキサクロロベンゼン-13C6 100pg" --> C[加熱脱着]; C --> D[GC/MS-SIM-EI];</pre> 分析機関報告	分析原理：GC/MS SIM-EI 検出下限値： 【大気】 (pg/m³) [21] 20 分析条件： 機器 GC：Agilent 8890 MS：JEOL JMS-Q1500GC カラム RESTEK Rxi-5Sil MS 30m×0.25mm、0.50μm