

調査対象物質名	分析法フローチャート	備考
[26] メトキシクロ ロル	<p>【水質】</p> <p>【底質】</p> <p>分析機関報告</p>	<p>分析原理：GC/HRMS SIM-EI</p> <p>検出下限値： 【水質】 (pg/L) [26] 30 【底質】 (pg/g-dry) [26] 4</p> <p>分析条件： 機器 GC：Agilent 6890/7890 series MS：Waters AutoSpec Ultima/Premier 他 分解能：10,000 カラム SGE HT8-PCB 15 m × 0.25 mm</p>